

## **Vejledning i opsamling af afføringsprøve til Klinisk Biokemisk Afdeling.**

Prøvematerialet må ikke komme i kontakt med vand, urin eller anden forurening. Der kan til opsamling af prøven anvendes en engangsbøtte, avispapir eller et stykke plastfolie, som lægges over toiletkummen.

### **Fremgangsmåde:**

- På låget i prøverøret sidder der en lille "ske". Brug denne til at opsamle prøven med.
- Fyld røret ca. 2 centimeter. Skru låget på glasset.
- Påfør stregkodelabel fra den lyserøde rekvisitionsseddel på glasset. På den stregkodelabel du påfører glasset, skrives dato for prøvetagning. Samme dato skrives midt på den tilhørende lyserøde rekvisitionsseddel.
- Glasset kommes i en grå beskyttelsesbeholder.
- Opbevaring:
  - 4 døgn ved højst 20 grader (må gerne komme på køl, men er ikke nødvendigt).
  - Opbevaring ved temperatur over 30 grader skal undgås.
- Hvis prøven, indtil afsendelse, opbevares i køleskabet, skal den i en tæt lukket plastpose. På den måde sikres det, at prøven ikke kommer i kontakt med madvarer.
- Bemærk at prøven under alle omstændigheder placeres, så den er uden for børns rækkevidde.
- Afføringsprøven og den tilhørende rekvisitionsseddel lægges i den udleverede prøvekuvert og sendes. Den sendes ufrankeret, da modtager betaler porto.