

Vejledning i opsamling af afføringsprøve elastase til Klinisk Biokemisk Afdeling.

Prøvematerialet må ikke komme i kontakt med vand, urin eller anden forurening. Der kan til opsamling af prøven anvendes en engangsbøtte, avispapir eller et stykke plastfolie, som lægges over toiletkummen.

Fremgangsmåde:

- På låget i prøverøret sidder der en lille "ske". Brug denne til at opsamle prøven med.
- Fyld røret ca. 2 centimeter. Skru låget på glasset.
- Påfør stregkodelabel fra den lyserøde rekvisitionsseddel på glasset. På den stregkodelabel du påfører glasset, skrives dato for prøvetagning. Samme dato skrives midt på den tilhørende lyserøde rekvisitionsseddel.
- Glasset kommes i en grå beskyttelsesbeholder.
- Afføringsprøven og den tilhørende rekvisitionsseddel lægges i den udleverede prøvekuvert.
- Håndtering/forsendelse:
 - Prøven skal afleveres eller sendes den førstkomende hverdag. Det er meget **vigtigt** at overholde dette pga. begrænset holdbarhed af fæcesprøven. Prøven kan afleveres til Klinisk Biokemisk afdeling (blodprøvetagning) på Aalborg Sygehus Nord eller Syd eller sendes med posten. Ved forsendelse skal De huske porto på kuverten
 - Opbevaring ved temperatur over 30 grader skal undgås.
- Bemærk at prøven under alle omstændigheder placeres, så den er uden for børns rækkevidde.